

> **Ustalovač G334i**

G334(i) je standardní dvousložkový univerzální ustalovač.

G334(i) si zachovává vysokou kvalitu i při snížené emisi zápachajících výparů.

> **Standardní univerzální ustalovač**

Dvousložkový ustalovač Agfa G334(i) vyniká minimální emisí zápachajících látek. Ta byla dosažena snížením vypařování obou složek - kyseliny octové a oxidu siřičitého. Účinnost a kvalita ustalovače nebyla snížena a proto není potřeba zvyšovat množství regenerace vyvolávacího automatu.

Flexibilní a univerzální

Ustalovač G334(i) je vhodný pro automatické vyvolávací přístroje k vyvolávání různých typů RTG filmů, jako např. CURIX™, SCOPIX™ a MAMORAY™.

Ustalovač G334(i) je určen pro použití v kombinaci s vývojkou G138i nebo G139.

Snížené množství chemických výparů

Většina chemických substancí použitých ve vývojkách a ustalovačích s nevytvřující přísadou jsou snadno rozpustné ve vodě a nevypařují se nadměrně do ovzduší.

Ustalovač G334(i) však obsahuje kyselinu octovou pro stabilní pH a siřičitan sodný, aby se zamezilo usazování solí starého ustalovače.

Vypařování obou složek, jak kyseliny octové, tak i siřičitanu sodného, bylo velmi sníženo.

Kompatibilita s technologií E.O.S.

G334(i) je také vhodný pro rekuperaci stříbra.



V kombinaci s Ekologicky Optimalizovaným Systémem (E.O.S.) je možné nastavit minimální množství regenerace.

Určen pro výkonné automatické vyvolávání

Méně zápachajících výparů během vyvolávání

Ekologické balení: prázdné láhve není nutné třídít

Šroubovací uzávěr s osazením pro snadné otevření



Láhve lze snadno nasadit na Chemix